



Strips of 4 PCR Tubes, Rotor-Gene® Style

Tieto nové 0,1 ml PCR skúmavky a uzávery sú obzvlášť vhodné a kompatibilné pre použitie s Qiagen / Corbett Rotor-Gene® prístrojmi.

Stripy a vrchnáčky sú vylisované z panenského polypropylénu, aby zabránili signálu PCR pozadia a matné rozšírené viečko umožňuje ľahkú manipuláciu a označovanie.



Podrobné informácie možno nájsť na príslušnej [webovej stránke](#).

Vlastnosti:

- navrhnuté pre Qiagen / Corbett Rotor-Gene® prístroje
- objem 0.1 ml
- vrchnáčky z opticky číreho polypropylénu sú vhodné pre qPCR
- matné rozšírené viečko umožňuje ľahkú manipuláciu a označovanie
- stripy a vrchnáčky môžu byť oddelené pre individuálne použitie
- RNase, DNase, Human genomic DNA, PCR inhibitors free
- balenie obsahuje 250 stripov a vrchnáčikov postačujúcich pre 1000 reakcií

Dostupnosť:

Code	Description	Quantity
4ti-0796	Strips of 4 0.1ml PCR tubes with caps, for use with Qiagen/Corbett Rotor-Gene® instruments	250 strips of tubes and caps

Vzorky a cenovú ponuku žiadajte [tu](#).

Molchem

Laboratórne prístroje a spotrebný materiál



IČO: 47789581
IČ DPH: SK1048082629
molchem@molchem.sk
www.molchem.sk
+421 903 672 588